


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Exportación



CE • GMP • ISO 9001:2008 • ISO 13485:2012



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

INMUNOFLUOR • Pruebas de inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos en enfermedades infecciosas.

INMUNOFLUOR • Pruebas de inmunofluorescencia directa para la detección de antígenos en enfermedades infecciosas.

INMUNOFLUOR • Reactivos auxiliares.

Bio IgG/RF Abs • Diseñado para eliminar del suero IgG y factor reumatoideo.

ANTISUEROS CONJUGADOS CON FITC • Anticuerpos secundarios dirigidos contra inmunoglobulinas humanas desarrollados en cabra y conjugados con isotiocianato de fluoresceína (FITC).

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

INMUNOFLUOR

Pruebas de inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos en enfermedades infecciosas.

- Manejo flexible del número de muestras por corrida
- Óptima relación costo/beneficio
- Tiempo total de ensayo: menos de 2 horas

Contenido del kit: improntas, conjugado titulado, control positivo, control negativo, medio de montaje, cubreobjetos, PBS y contracolor.

NF09-90	Inmunofluor Chagas Kit completo para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas-Mazza (tripanosomiasis americana)	90 det
NF09-60	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	60 det
NF17-120	Inmunofluor Toxoplasmosis Kit completo para el diagnóstico de toxoplasmosis	120 det
NF17-60	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 12 áreas reactivas cada una	60 det
NF14-90	Inmunofluor Hidatidosis (equinococosis) Kit completo para el diagnóstico de hidatidosis o equinococosis	90 det
NF14-60	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	60 det
NF13-140	Inmunofluor FTA-Abs (sífilis) Kit completo para el diagnóstico de sífilis	140 det
NF13-70	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 7 áreas reactivas cada una	70 det
NF24-90	Inmunofluor Triquinosis (triquinelosis) Kit completo para el diagnóstico de triquinosis o triquinelosis	90 det
NF24-60	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	60 det

INMUNOFLUOR

Pruebas de inmunofluorescencia directa para la detección de antígenos en enfermedades infecciosas.

- Manejo flexible del número de muestras por corrida
- Óptima relación costo/beneficio
- Tiempo total de ensayo: menos de 1 hora

Contenido del kit: anticuerpo monoclonal anti Chlamydia trachomatis conjugado con FITC, medio de montaje y control positivo.

NF00-50	Chlamydia T Kit completo para la determinación de antígenos de Chlamydia trachomatis en muestras de hisopado uretral y endocervical	50 det
NF00-20	Chlamydia T Kit completo para la determinación de antígenos de Chlamydia trachomatis en muestras de hisopado uretral y endocervical	20 det

INMUNOFLUOR

Reactivos auxiliares

NT14-6	Trypanosoma cruzi Impronta conteniendo una suspensión fijada de Trypanosoma cruzi	Impronta x 6 áreas
NT13-7	Treponema pallidum Impronta conteniendo una suspensión fijada de Treponema pallidum	Impronta x 7 áreas
NT16-6	Echinococcus granulosus Impronta conteniendo un corte fijado de Echinococcus granulosus	Impronta x 6 áreas
NT15-12	Toxoplasma gondii Impronta conteniendo una suspensión fijada de Toxoplasma gondii	Impronta x 12 áreas
NT7-6	Trichinella spiralis Impronta conteniendo un corte fijado de Trichinella spiralis	Impronta x 6 áreas
NV01-1	Buffer fosfato salino En polvo	1000 mL
NV02-5	Absorbente de Reiter Para estudio de FTA/Abs	5 mL
NV04-5	Medio de montaje	5 mL
NV08-5	Azul de Evans Contracolor	5 mL

Bio IgG/RF Abs

Diseñado para eliminar del suero IgG y factor reumatoideo.

- Pensado para permitir la identificación de IgM e IgA antígeno-específicas
- Permite contribuir a la diferenciación entre infecciones crónicas (a predominio IgG) de infecciones agudas (a predominio IgM)
- Validado tanto para técnicas de inmunofluorescencia indirecta como para enzimoimmunoensayo (ELISA)


NV03-10	Bio IgG/RF Abs Reactivo para remover los anticuerpos IgG y el factor reumatoideo	10 ml
---------	--	-------

ANTISUEROS CONJUGADOS CON FITC

Anticuerpos secundarios dirigidos contra inmunoglobulinas humanas desarrollados en cabra y conjugados con isotiocianato de fluoresceína (FITC).

- Concentrados
- Alto título
- Máximo rendimiento
- Ajustables a la óptica de cada laboratorio mediante titulación

NM03-2	Anti inmunoglobulinas humanas (IgG + IgA + IgM) conjugado con fluoresceína	2 ml
NM00-2	Anti IgA humana conjugado con fluoresceína	2 ml
NM01-2	Anti IgG humana conjugado con fluoresceína	2 ml
NM02-2	Anti IgM humana conjugado con fluoresceína	2 ml



ENFERMEDADES AUTOINMUNES

INMUNOFLUOR • Pruebas de inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos en enfermedades autoinmunes.

INMUNOFLUOR • Reactivos auxiliares.

Bio IgG/RF Abs • Diseñado para eliminar del suero IgG y factor reumatoideo.

ANTISUEROS CONJUGADOS CON FITC • Anticuerpos secundarios dirigidos contra inmunoglobulinas humanas desarrollados en cabra y conjugados con isotiocianato de fluoresceína (FITC).

ENFERMEDADES AUTOINMUNES

INMUNOFLUOR

Pruebas de inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos en enfermedades autoinmunes.

- Manejo flexible del número de muestras por corrida
- Óptima relación costo/beneficio
- Tiempo total de ensayo: menos de 2 horas

Contenido del kit: improntas, conjugado titulado, control positivo, control negativo, medio de montaje, cubreobjetos, PBS y contracolor.

NF06-240	Inmunofluor anti DNA	240 det
NF06-120	Kit completo para la detección de anticuerpos anti DNA nativo o de doble cadena utilizando	120 det
NF06-70	Crithidia luciliae	70 det
NF06-42	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 7 áreas reactivas cada una	42 det
NF03-480	Inmunofluor ANA HEp-2	480 det
NF03-240	Kit completo para la detección de anticuerpos antinucleares utilizando células HEp-2	240 det
NF03-60	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 12 áreas reactivas cada una	60 det
NF03-36		36 det
NF05-90	Inmunofluor ANA-AMA-ASMA-APCA	90 det
NF05-60	Kit completo para la detección de anticuerpos antinucleares, antimitocondriales, antimúsculo liso y anticélulas parietales utilizando una combinación de tejidos de hígado, riñón y estómago de rata	60 det
	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	
NF04-90	Inmunofluor ANA	90 det
NF04-60	Kit completo para la detección de anticuerpos antinucleares utilizando cortes de hígado de rata.	60 det
	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	
NF02-90	Inmunofluor AMA	90 det
NF02-60	Kit completo para la detección de anticuerpos antimitocondriales utilizando cortes de riñón de rata	60 det
	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	
NF07-90	Inmunofluor ASMA	90 det
NF07-60	Kit completo para la detección de anticuerpos antimúsculo liso utilizando cortes de estómago de rata	60 det
	Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	

NF25-90 NF25-60	Inmunofluor APCA Kit completo para la detección de anticuerpos anticélulas parietales utilizando cortes de estómago de rata Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	90 det 60 det
NF26-90 NF26-60	Inmunofluor AMA-ASMA-APCA Kit completo para la detección de anticuerpos antimitocondriales, antimusculo liso y anticélulas parietales utilizando una combinación de tejidos de riñón y estómago de rata Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	90 det 60 det
NF27-90 NF27-60	Inmunofluor LKM Kit completo para la detección de anticuerpos anti LKM (microsomas de hígado y riñón) utilizando una combinación de tejidos de hígado, riñón y estómago de rata Las improntas, incluidas en el kit, tienen 6 áreas reactivas cada una	90 det 60 det
NF30-80 NF30-40	Inmunofluor EMA IgA Kit completo para la detección de anticuerpos antiendomiosio de clase IgA - de importancia en el diagnóstico de la enfermedad celíaca - utilizando cortes de esófago de mono Las improntas, incluidas en el kit, tienen 8 áreas reactivas cada una	80 det 40 det



INMUNOFLUOR

Reactivos auxiliares

NT11-7 NT11-12	Impronta conteniendo Crithidia luciliae para detectar anticuerpos anti DNA	Impronta x 7 áreas Impronta x 12 áreas
NT00-12	Impronta conteniendo células HEp-2 para detectar anticuerpos antinucleares	Impronta x 12 áreas
NT04-6	Impronta conteniendo cortes de hígado, riñón y estómago de rata para detectar anticuerpos anti nucleares, antimitocondriales, antimusculo liso y anticélulas parietales	Impronta x 6 áreas
NT03-6	Impronta conteniendo cortes de hígado de rata para detectar anticuerpos anti nucleares.	Impronta x 6 áreas
NT05-6	Impronta conteniendo cortes de riñón de rata para detectar anticuerpos antimitocondriales	Impronta x 6 áreas
NT02-6	Impronta conteniendo cortes de estómago de rata para detectar anticuerpos antimusculo liso y anticélulas parietales	Impronta x 6 áreas
NT06-6	Impronta conteniendo cortes de riñón y estómago de rata para detectar anticuerpos antimitocondriales, antimusculo liso y anticélulas parietales	Impronta x 6 áreas

NT20-8	Impronta conteniendo cortes de esófago de mono para detectar anticuerpos antiendomiso (EMA) de utilidad en el diagnóstico de la enfermedad celíaca	Impronta x 8 áreas
NV01-1	Buffer fosfato salino En polvo	1000 mL
NV02-5	Absorbente de Reiter Para estudio de FTA/Abs	5 mL
NV04-5	Medio de montaje	5 mL
NV08-5	Azul de Evans Contracolor	5 mL

Bio IgG/RF Abs

Diseñado para eliminar del suero IgG y factor reumatoideo.

- Pensado para permitir la identificación de IgM e IgA antígeno-específicas
- Validado tanto para técnicas de inmunofluorescencia indirecta como para enzoinmunoensayo (ELISA)


NV03-10	Bio IgG/RF Abs Reactivo para remover los anticuerpos IgG y el factor reumatoideo	10 ml
---------	--	-------

ANTISUEROS CONJUGADOS CON FITC

Anticuerpos secundarios dirigidos contra inmunoglobulinas humanas desarrollados en cabra y conjugados con isotiocianato de fluoresceína (FITC).

- Concentrados
- Alto título
- Máximo rendimiento
- Ajustables a la óptica de cada laboratorio mediante titulación

NM03-2	Anti inmunoglobulinas humanas (IgG + IgA + IgM) conjugado con fluoresceína	2 ml
NM00-2	Anti IgA humana conjugado con fluoresceína	2 ml
NM01-2	Anti IgG humana conjugado con fluoresceína	2 ml
NM02-2	Anti IgM humana conjugado con fluoresceína	2 ml



PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

DIFFU-PLATE – INMUNODIFUSIÓN RADIAL • Placas de inmunodifusión radial precalibradas y estandarizadas para cuantificar proteínas en suero y otros líquidos biológicos.

SUEROS CONTROLES DE REFERENCIA PARA PLACAS DIFFU-PLATE

COMPLEMENTOS PARA INMUNODIFUSIÓN RADIAL

ANTISUEROS CONTRA PROTEÍNAS PLASMÁTICAS •

Antisueños dirigidos con proteínas plasmáticas humanas desarrollados en cabra.

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

DIFFU-PLATE – INMUNODIFUSIÓN RADIAL

Placas de inmunodifusión radial precalibradas y estandarizadas para cuantificar proteínas en suero y otros líquidos biológicos.

- Método de referencia para la medición de proteínas biológicas
- Preciso y exacto
- Manejo flexible del número de muestras por corrida
- Permite ensayos individuales
- Óptima relación costo/beneficio
- Resultados equivalentes a la nefelometría y a la turbidimetría
- Sencilla manipulación de la placa debido a su forma redonda
- 12 pruebas por placa
- Cada placa es provista con una tabla de referencia que relaciona el diámetro del halo con la concentración de proteína en la muestra
- El uso de sueros controles (provistos por separado) no es imprescindible

ND11-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina A-G-M combinada (4 det de cada inmunoglobulina)	12 det
ND14-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina A	12 det
ND17-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina G	12 det
ND19-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina M	12 det
ND16-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina D	12 det
ND15-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina A Baja Concentración	12 det
ND18-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina G Baja Concentración	12 det
ND20-12	Diffu-Plate Inmunoglobulina M Baja Concentración	12 det
ND08-12	Diffu-Plate Complemento C-3	12 det
ND09-12	Diffu-Plate Complemento C-4	12 det
ND03-12	Diffu-Plate Alfa-2-Macroglobulina	12 det
ND24-12	Diffu-Plate Transferrina	12 det
ND01-12	Diffu-Plate Alfa-1-Antitripsina	12 det

ND10-12	Diffu-Plate Ceruloplasmina	12 det
ND07-12	Diffu-Plate Apolipoproteína B	12 det
ND02-12	Diffu-Plate Alfa-1-Glicoproteína Ácida	12 det
ND13-12	Diffu-Plate Haptoglobina	12 det
ND23-12	Diffu-Plate Proteína C Reactiva	12 det
ND00-12	Diffu-Plate Albúmina	12 det
ND05-12	Diffu-Plate Antitrombina III	12 det
ND12-12	Diffu-Plate Fibrinógeno	12 det
ND21-12	Diffu-Plate Kappa	12 det
ND22-12	Diffu-Plate Lambda	12 det

SUEROS CONTROLES DE REFERENCIA PARA PLACAS DIFFU-PLATE

El uso de estos sueros controles es optativo, ya que cada placa DIFFU-PLATE es provista con su tabla de referencia individual que relaciona el diámetro del halo con la concentración de proteína bajo estudio.

NC05-05	Suero control para IgA, IgG, IgM, C3, C4, IgD, Transferrina, Antitrombina III, Ceruloplasmina, Haptoglobina, Albúmina, Alfa 1 Glicoproteína Ácida, Alfa 2 Macroglobulina, Alfa 1 Antitripsina, Kappa, Lambda	1 x 0,5 ml
NC02-15	Suero control para IgA Baja Concentración	3 x 0,5 ml
NC03-15	Suero control para IgG Baja Concentración	3 x 0,5 ml
NC04-15	Suero control para IgM Baja Concentración	3 x 0,5 ml
NC01-05	Suero control para Apolipoproteína B	1 x 0,5 ml

COMPLEMENTOS PARA INMUNODIFUSIÓN RADIAL

Artículos complementarios para inmunodifusión radial.

NV00-1	Regla plástica de lectura para inmunodifusión radial	Unidad
VV00-1	Lupa milimetrada de lectura para inmunodifusión radial	Unidad


ANTISUEROS CONTRA PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Antisueños dirigidos con proteínas plasmáticas humanas desarrollados en cabra.

- Pensados para ser usados en técnicas de inmunolectroforesis, inmunodifusión simple e inmunodifusión radial
- Pueden ser utilizados para desarrollar técnicas de nefelometría y turbidimetría de acuerdo con la experiencia del operador
- Alta concentración y larga vida útil

NA06-2	Anti IgG humana	2 mL
NA07-2	Anti IgA humana	2 mL
NA08-2	Anti IgM humana	2 mL
NA01-2	Anti IgG + IgA + IgM humanas	2 mL
NA09-2	Anti cadena liviana kappa humana	2 mL
NA10-2	Anti cadena liviana lambda humana	2 mL
NA11-2	Anti transferrina humana	2 mL
NA12-2	Anti alfa 1 antitripsina humana	2 mL
NA13-2	Anti ceruloplasmina humana	2 mL
NA15-2	Anti apolipoproteína B humana	2 mL
NA00-2	Anti suero humano total (para identificación de muestras humanas en prácticas forenses)	2 mL

NA02-2	Anti alfa 2 macroglobulina humana	2 mL
NA16-2	Anti C-3 humana	2 mL
NA17-2	Anti C-4 humana	2 mL
NA18-2	Anti alfa 1 glicoproteína ácida humana	2 mL
NA19-2	Anti IgD humana	2 mL
NA20-2	Anti haptoglobina humana	2 mL
NA21-2	Anti albúmina humana	2 mL
NA22-2	Anti proteína C reactiva (PCR) humana	2 mL
NA04-2	Anti fibrinógeno humano	2 mL
NA05-2	Anti antitrombina III humana	2 mL



MATERIALES FORMATIVOS

**VIDEO DE ENTRENAMIENTO EN INMUNO-
FLUORESCENCIA** • Video para entrenamiento en la *práctica* de la técnica de inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y autoinmunes.

**VIDEO DE ENTRENAMIENTO EN INMUNODIFUSIÓN
RADIAL** • Video para entrenamiento en la *práctica* y en la *interpretación* de la técnica de inmunodifusión radial.

ATLAS DE IMÁGENES • Atlas para entrenamiento en la *interpretación* de la técnica de inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y autoinmunes.

MATERIALES FORMATIVOS

VIDEO DE ENTRENAMIENTO EN INMUNOFLUORESCENCIA

Este video permite al usuario entrenarse en la **práctica** de la técnica de inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y autoinmunes. El video contiene también entrenamiento para la técnica de inmunodifusión radial.

VV04-1	Video de entrenamiento en IFI e IDR	1 DVD
--------	-------------------------------------	-------

VIDEO DE ENTRENAMIENTO EN INMUNODIFUSIÓN RADIAL

Este video permite al usuario entrenarse en la **práctica** y en la **interpretación** de la técnica de inmunodifusión radial. El video contiene también entrenamiento para la técnica de inmunofluorescencia indirecta.

VV04-1	Video de entrenamiento en IFI e IDR	1 DVD
--------	-------------------------------------	-------

ATLAS DE IMÁGENES

Este atlas permite al usuario entrenarse en la **interpretación** de la técnica de inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y autoinmunes.

VV03-1	Atlas de imágenes	1 CD
--------	-------------------	------

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS



BIOLATEX • Pruebas rápidas de aglutinación de partículas de látex para la realización de estudios serológicos.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

BIOLATEX

Pruebas rápidas de aglutinación de partículas de látex para la realización de estudios serológicos.

- Sencillas
- Rápidas
- Confiables
- Pruebas rápidas que no requieren dilución previa de la muestra

Composición del kit: partículas de látex sensibilizadas en frasco gotero, control positivo, control negativo, varillas mezcladoras y áreas de reacción.

NL09-100	Biolatex PCR-EKO	100 det
NL10-100	Biolatex RF-EKO	100 det
NL06-100	Biolatex ASL-EKO	100 det



TUBOS CAPILARES PARA MICRO- HEMATOCRITO



BIOCAP • Tubos capilares para microhematocrito.

TUBOS CAPILARES PARA MICROHEMATOCRITO

BIOCAP

Tubos capilares para microhematocrito.

- Tubos capilares sin heparina
- Tubos capilares con heparina

Desarrollados bajo estrictos procesos de manufactura que aseguran el cumplimiento de dimensiones y paralelismo de sus paredes de vidrio.

SH500	Tubos capilares sin heparina	1 vial x 500 tubos
SH200	Tubos capilares sin heparina	1 vial x 200 tubos
SH100	Tubos capilares sin heparina	1 vial x 100 tubos
CH500	Tubos capilares con heparina	1 vial x 500 tubos
CH200	Tubos capilares con heparina	1 vial x 200 tubos
CH100	Tubos capilares con heparina	1 vial x 100 tubos

CONTACTO



BIOCIENTÍFICA S.A.

Dirección: Iturri 232, (C1427ADD) Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4857-5005

Fax: (54-11) 4857-1004

Web: <http://www.biocientifica.com.ar>

Correo electrónico: bioar@biocientifica.com.ar

